

GOLDGLÜHTIEGEL ANNEALING CUP FOR GOLD CRISOL DE RECOCIDO PARA ORO

Mechanisch gepresste hochwertige Qualität
Verwendung zum Glühen von Goldproben

Mechanically pressed, high quality
Use for annealing of gold samples

Prensado mecánico de alta calidad
Aplicación en el recocido de muestras de oro

GOLDGLÜHTIEGEL ANNEALING CUP FOR GOLD CRISOL DE RECOCIDA PARA ORO

Art.-Nr. Item No. Art.-No.	Typ Type Tipo	H (mm) H (mm) H (mm)	D (mm) D (mm) D (mm)	Vol. (ml) ca. Vol. (ml) approx. Vol. (ml) aprox.
10530	30x30 ¹⁾	30	30	7
10533	33x33 ¹⁾	33	33	11
10535	35x40 ¹⁾	40	35	13
10526	26x24 ²⁾	26	24	2

UNTERSETZER AUS TON SUPPORT OF CLAY BASE DE ARCILLA

10527	26x18	26	18	Goldglühtiegel Annealing Cup for Gold Crisol de recocido para oro
-------	-------	----	----	---

1) Ton-Qualität **Clay quality** Calidad arcilla

2) Porzellan-Qualität **Porcelain quality** Calidad porcelana

